


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Lc3B 단일클론 항체 - Q9Gzq8

품목 번호: CM0003700



소개

LC3B를 표적으로 하는 KD 검증된 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 적합. 인간, 마우스, 랫트와 반응. 자가포식 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] LC3B Rabbit mAb
비고/별칭	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/IBLC3; 3B
종	인간
GeneID (Human)	81631
GeneID	81631
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9GZQ8
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백