

Wb 및 Elisa용 Anti-Lcat 토끼 다클론 항체 - P04180

품목 번호: CM0015797



소개

사람 LCAT(레시틴-콜레스테롤 아실트랜스퍼레이스)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 콜레스테롤 대사 및 지단백질 리모델링 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LCAT 토끼 pAb
비고/별칭	LCAT
종	사람
유전자 ID(사람)	3931
유전자 ID	3931
면역원	사람 LCAT(NP_000220.1)의 아미노산 25-440에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P04180
단백질 분자량	50kDa
배송	얼음팩