


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Lck Rabbit Monoclonal Antibody - P06239

품목 번호: CM0007681



소개

WB, IF-P, ELISA용 Anti-LCK rabbit monoclonal antibody. 인간, 마우스와 교차 반응. T-세포 신호 전달에 관여하는 tyrosine-protein kinase Lck을 표적. 단백질 분자량 58kDa. UniProt: P06239.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LCK Rabbit mAb
비고/별칭	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; LCK
종	인간
GeneID (인간)	3932
GeneID	3932
면역원	재조합 단백질 인간 LCK (NP_005347.3)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P06239
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백