


Anti-Lck Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P06239

품목 번호: CM0018747



소개

인간 LCK(p56lck)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. T-세포 수용체 신호 전달 및 림프구 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LCK Rabbit pAb
비고/별칭	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; LCK
종	인간
유전자 ID (인간)	3932
유전자 ID	3932
면역원	인간 LCK (NP_005347.3)의 아미노산 1-240 서열에 대응하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06239
단백질 무게	58kDa
배송	아이스백