


Wb, Elisa용 Anti-Lcp2 토끼 다클론 항체 - Q13094

품목 번호: CM0021286



소개

인간 LCP2(SLP-76)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 용도에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. T세포 수용체 신호전달 및 면역세포 활성화 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	LCP2 토끼 pAb
비고/별칭	IMD81, SLP76, SLP-76, LCP2
종	인간
유전자 ID	3937
면역원	인간 LCP2(NP_005556.1)의 아미노산 159-533에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13094
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스팩