

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ldb1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q86U70

품목 번호: CM0019639



소개

LDB1(CLIM2)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드 LDB1을 인식합니다. 전사 조절 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LDB1 Rabbit pAb
비고/별칭	NLI; CLIM2; LDB-1; CLIM-2; LDB1
종	인간
GeneID (인간)	8861
GeneID	8861
면역원	인간 LDB1 (NP_003884.1)의 아미노산 1-50 서열에 해당하는 제조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q86U70
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백