


Anti-Ldb3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O75112

품목 번호: CM0027868



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 Anti-LDB3 Rabbit Polyclonal Antibody (O75112). 인간, 마우스, 랫드 LDB3와 반응합니다. 횡문근, 심근병증, 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LDB3 Rabbit pAb
비고/별칭	MFM4, ZASP, CMD1C, CMH24, CMPD3, LVNC3, CYPHER, LDB3Z1, LDB3Z4, ORACLE, PDLIM6, LDB3
종	인간
GeneID (인간)	11155
GeneID	11155
면역원	재조합 단백질: 인간 LDB3 (NP_001073585.1)의 아미노산 1-283에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O75112
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스백