


Wb 및 Elisa용 Anti-Ldha 단일클론 항체 - P00338

품목 번호: CM0007143



소개

인간 유산 탈수소효소 A(LDHA)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 LDHA를 검출합니다. 대사, 해당과정 및 암 바이오마커 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	LDHA Rabbit mAb
비고/별칭	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3939
GeneID	3939
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	P00338
단백질 분자량	26-39 kDa
배송	아이스백