


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Ldha 폴리클로날 항체 - P00338

품목 번호: CM0014338



소개

인간 LDHA에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 해당 발효(글리콜리시스), 저산소증 및 암 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LDHA Rabbit pAb
비고/별칭	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3939
유전자 ID	3939
항원(Immunogen)	인간 LDHA (NP_005557.1)의 아미노산 1-332에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P00338
단백질 분자량	26-39 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)