


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ldha 토끼 단클론 항체 - P00338

품목 번호: CM0011551



소개

인간 LDHA에 대한 토끼 단클론 항체로, Nick다운 검증을 거쳐 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 사용할 수 있습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 LDHA를 검출합니다. 예상 분자량은 26-39 kDa입니다. 암 대사 및 해당과정 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] LDHA 토끼 mAb
비고/별칭	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P
종	인간
유전자 ID (인간)	3939
유전자 ID	3939
면역원	인간 LDHA (NP_005557.1)의 아미노산 1-332에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00338
단백질 분자량	26-39 kDa
배송 방식	아이스백