


Ihc-P/If/Icc/Elisa용 Anti-Ldha Rabbit Polyclonal Antibody - P00338

품목 번호: CM0019176



소개

IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 Rabbit polyclonal anti-LDHA 항체입니다. 당분해 효소로서 암 대사 및 글리코겐 저장 질환과 관련된 인간 및 마우스 LDHA를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] LDHA Rabbit pAb
비고/별칭	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
종	인간
유전자 ID (인간)	3939
유전자 ID	3939
면역원	인간 LDHA의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_001158886.1)
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P00338
단백질 무게	26-39 kDa
배송	아이스백