

Anti-Ldhal6B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - Q9Byz2

품목 번호: CM0018460

소개

인간 LDHAL6B를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IF-P, ELISA에서 검증됨. 젖산-피루브산 상호전환을 촉매하는 정소 특이성 젖산 탈수소효소. 마우스 및 래트와 교차반응. 대사 및 생식 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LDHAL6B Rabbit pAb
비고/별칭	LDHL; LDH6B; LDHAL6; LDHAL6B
종	인간
GeneID (인간)	92483
GeneID	92483
면역원	인간 LDHAL6B (NP_149972.1)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9BYZ2
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백