


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Lldhb 폴리클로널 항체 - P07195

품목 번호: CM0025333



소개

인간 LDHB를 타겟으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. LDHB는 혐기성 해당 과정의 핵심 효소이자 심장 조직 마커입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	LDHB Rabbit pAb
비고/별칭	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281; LDHB
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3945
GeneID	3945
면역원	인간 LDHB (NP_002291.1)의 아미노산 1-334에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P07195
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 백(Ice bag)