

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Ldl 수용체(Ldlr) 다클론 항체 - P01130

품목 번호: CM0016883



소개

인간 LDL 수용체(LDLR)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 LDLR을 검출합니다. 콜레스테롤 대사 및 바이러스 감염 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LDL 수용체(LDLR) 토끼 pAb
비고/별칭	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; LDL 수용체(LDLR)
종	인간
유전자ID (인간)	3949
유전자ID	3949
면역원	인간 LDL 수용체(LDLR) (NP_000518.1)의 아미노산 761-860 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01130
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스 팩