

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Ldl 수용체(Ldlr) 토끼 다클론 항체 - P01130

품목 번호: CM0020740



소개

인체 LDL 수용체(LDLR)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스 및 쥐 샘플을 검출합니다. 콜레스테롤 대사, 바이러스 침입 연구 및 심혈관 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LDL 수용체(LDLR) 토끼 pAb
비고/별칭	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; LDL 수용체(LDLR)
종	인간
유전자 ID	3949 (인간)
면역원	인간 LDL 수용체(LDLR)의 아미노산 761-860 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_000518.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P01130
단백질 무게	95kDa
배송	아이스팩