


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ldlrap1 폴리클로널 항체 - Q5Sw96

품목 번호: CM0026144



소개

인간 LDLRAP1 (ARH)에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. LDLR 엔도사이토시스, 고콜레스테롤혈증 및 지질 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LDLRAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	ARH; ARH1; ARH2; FHCB1; FHCB2; FHCL4; LDLRAP1
종(Species)	인간(Human)
GeneID	26119
면역원(Immunogen)	인간 LDLRAP1 (NP_056442.2)의 아미노산 59-308에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q5SW96
단백질 분자량(Protein Weight)	34kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)