

Wb 및 Elisa용 Anti-Lef1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Uju2

품목 번호: CM0007843

소개

WB 및 ELISA에 검증된 Rabbit monoclonal LEF1 항체로, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 흉선, 대장, 췌장 조직에서의 Wnt 신호 전달 및 암 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LEF1 Rabbit mAb
비고/별칭	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
종	인간
GeneID (Human)	51176
GeneID	51176
면역원	인간 LEF1 (Q9UJU2)의 아미노산 50-150 내 서열의 재조합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UJU2
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백