

Wb, Ip, Elisa용 항Lef1 토끼 단클론 항체 - Q9Uju2

품목 번호: CM0007591

소개

인간 및 마우스 시료의 WB, IP, ELISA에서 검증된
고성능 항LEF1 토끼 단클론 항체입니다. Wnt 신호 전달,
암 및 발생 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LEF1 토끼 mAb
비고/별칭	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
종	인간
유전자 ID (인간)	51176
면역원	인간 LEF1 (NP_057353.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UJU2
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스팩