

Wb 및 Elisa용 Anti-Lefty1 토끼 다클론 항체 - O75610

품목 번호: CM0021079

소개

사람 LEFTY1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 주요 발생 조절자인 사람 및 생쥐 좌우 결정 인자 1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LEFTY1 토끼 pAb
비고/별칭	LEFTB; LEFTYB; LEFTY1
종	사람
GeneID (사람)	10637
GeneID	10637
면역원	사람 LEFTY1의 아미노산 77-366에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 융합 단백질(NP_066277.1)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐
SWISS	O75610
단백질 분자량	41kDa
운송	아이스백