


## Wb, Elisa용 항레구메인(Lgmn) 단클론 항체 - Q99538

품목 번호: CM0008180



### 소개

레구메인(LGMN)에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 생쥐, 쥐를 검출하며 재조합 면역원(아미노산 210-302)을 사용합니다. 리소좀 단백질 분해 및 항원 제시에서 프로테아제 기능 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명        | 레구메인(LGMN) 토끼 mAb                                             |
| 비고/별칭      | AEP; LGMN1; PRSCL; 레구메인(LGMN)                                 |
| 종          | 사람                                                            |
| 유전자ID (사람) | 5641                                                          |
| 유전자ID      | 5641                                                          |
| 면역원        | 사람 레구메인(LGMN)(Q99538)의 아미노산 210-302에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 |
| 공급원        | 토끼                                                            |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                        |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성     | 사람, 생쥐, 쥐                                                     |
| SWISS      | Q99538                                                        |
| 단백질 분자량    | 49 kDa                                                        |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                                         |