


Anti-Legumain (Lgmn) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99538

품목 번호: CM0006974



소개

Legumain (LGMN) 래빗 단일클론 항체는 웨스턴 블롯, IF, IHC, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 랫트 Legumain과 반응합니다. 항원 제시 및 리소좀 분해 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Legumain (LGMN) Rabbit mAb
비고/별칭	LGMN; AEP; LGMN1; PRSC1; legumain; Legumain (LGMN)
종	인간
유전자 ID	5641
면역원	인간 Legumain (LGMN)의 아미노산 26-288 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질. (NP_005597.3)
원천	래빗
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q99538
단백질 분자량	42kDa/49kDa
배송	아이스백