


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-레구메인(Lgmn) 토끼 다클론 항체 - Q99538

품목 번호: CM0013814



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인간 레구메인(LGMN)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 LGMN을 검출하며, 분자량은 49kDa입니다. 레구메인은 항원 제시 및 단백질 분해에 관여하는 리소좀 시스테인 프로테아제입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	레구메인(LGMN) 토끼 pAb
비고/별칭	AEP; LGMN1; PRSC1; 레구메인(LGMN)
종	인간
유전자 ID	5641
면역원	인간 레구메인(LGMN)의 아미노산 26-288에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_005597.3?)
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q99538
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩