


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Leo1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Wvc0

품목 번호: CM0029049



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인간 LEO1 (RDL)을 표적하는 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 LEO1을 검출합니다. 전사 조절 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LEO1 Rabbit pAb
비고/별칭	RDL; LEO1
종	인간
GeneID (인간)	123169
GeneID	123169
면역원	인간 LEO1 (NP_620147.1)의 아미노산 340-570에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WVC0
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스백