

Anti-Leprel (Gros1, Oi8) 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q32P28

품목 번호: CM0014754



소개

사람 프로릴 3-하이드록실화효소 1 (LEPRE1/GROS1/OI8)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 콜라겐 생합성 및 골격 질환 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LEPRE1 Rabbit pAb (LEPRE1)
비고/별칭	OI8; GROS1; LEPRE1
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID	64175
면역원(Immunogen)	사람 LEPRE1 (NP_071751.3)의 아미노산 497-736에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	Q32P28
단백질 분자량	83kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)