

Wb 및 Elisa용 Anti-Leprel1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Ivl5

품목 번호: CM0030650

소개

LEPREL1(P3H2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 쥐, 래트와 반응함. 재조합 면역원. 콜라겐 프롤릴 3-하이드록실라제 연구에 유용함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LEPREL1 Rabbit pAb
비고/별칭	MCVD; MLAT4; LEPREL1
종	인간
GeneID (인간)	55214
GeneID	55214
면역원	인간 LEPREL1 (NP_060662.2)의 아미노산 400-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	Q8IVL5
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백