

Anti-Leptin Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P41159

품목 번호: CM0018594



소개

Western Blot, Immunofluorescence 및 ELISA에 대해 검증된 Leptin Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 사람, 쥐 및 랫트와 교차 반응합니다. 비만, 당뇨병 및 대사 신호 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Leptin Rabbit pAb
비고/별칭	OB; OBS; LEPD; Leptin
종(Species)	사람(Human)
GeneID	3952 (Human)
면역원(Immunogen)	사람 Leptin (NP_000221.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P41159
단백질 분자량	19kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)