

Wb, Ihc-P, Elisa용 항렙틴 수용체 단클론 항체 - P48357

품목 번호: CM0003721



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 렙틴 수용체 토끼 단클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. 식욕과 에너지 균형의 핵심 조절인자인 약 132 kDa LEPR을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	렙틴 수용체 토끼 mAb
비고/별칭	OBR; OB-R; CD295; LEP-R; LEPRD; Leptin Receptor
종	사람
유전자ID (사람)	3953
유전자ID	3953
면역원	사람 렙틴 수용체 아미노산 1000-1100 내 서열에 상응하는 합성 펩티드 (P48357).
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P48357
단백질 분자량	132kDa
배송	아이스백