

Wb, If/Icc, Elisa용 렙틴 수용체 폴리클로날 항체 - P48357

품목 번호: CM0030554



소개

사람 렙틴 수용체(LEPR, CD295)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며 랫트(Rat)와 교차 반응성을 나타냅니다. 렙틴 신호 전달, 에너지 항상성 및 대사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Leptin Receptor Rabbit pAb
비고/별칭	OBR; OB-R; CD295; LEP-R; LEPRD; Leptin Receptor
종(Species)	Human
유전자 ID (사람)	3953
유전자 ID	3953
면역원(Immunogen)	사람 LEPR (NP_002294.2)의 아미노산 1070-1165에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Rat
SWISS	P48357
단백질 분자량	132kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)