


Wb 및 Elisa용 항Letm1 토끼 다클론 항체 - O95202

품목 번호: CM0020116



소개

인간 LETM1 미토콘드리아 교환체의 N-말단 영역을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 생쥐와 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 생물학 및 신경퇴행 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LETM1 토끼 pAb
비고/별칭	Mdm38; CONDMIM; SLC55A1; LETM1
종	인간
유전자 ID (인간)	3954
유전자 ID	3954
면역원	재조합 단백질[인간 LETM1 (NP_036450.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	O95202
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스 팩