

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Letmd1 다클론 항체 - Q6P1Q0

품목 번호: CM0024278

소개

인간 LETMD1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 기능 연구 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LETMD1 토끼 pAb
비고/별칭	HCCR; HCCR1; HCCR2; HCCR-1; HCCR-2; HCRR-2; SLC55A3; 1110019O13Rik; LETMD1
종	인간
유전자ID	25875
면역원	인간 LETMD1(NP_056231.3)의 아미노산 161-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6P1Q0
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스 팩