

Anti-Leukosialin (Spn/Cd43) 폴리클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P16150

품목 번호: CM0027917

소개

인간 백혈구 시알로글리코단백질인 백혈구 시알린(SPN/CD43)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합하며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. T세포 기능 및 백혈구 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPN Rabbit pAb
비고/별칭	LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22; SPN
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6693
GeneID	6693
면역원	인간 SPN (NP_003114.1)의 아미노산 276-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P16150
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)