

Wb, Elisa용 Anti-Lf1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q6Taq6

품목 번호: CM0020562

소개

홈박스-류신 지퍼 전사 인자(HOX10/OsHB1)인 벼(*Oryza sativa*) LF1에 특이적인 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 유전자 조절 및 식물 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LF1 Rabbit pAb
비고/별칭	hb1; HOX10; OsHB1; OsHox10; OsJ_008792; LF1
종	벼 (<i>Oryza sativa</i>)
GeneID	4331345
면역원	재조합 단백질 벼 LF1의 아미노산 400-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질. (Q6TAQ6).
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	벼 (<i>Oryza sativa</i>)
SWISS	Q6TAQ6
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스백