

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Lgals3Bp 토끼 다클론 항체 - Q08380

품목 번호: CM0027638



소개

인간 LGALS3BP (90K/Mac-2-BP)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 쥐와 교차 반응합니다. 세포 접착, 암 및 면역 방어 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LGALS3BP 토끼 pAb
비고/별칭	90K; M2BP; gp90; CyCAP; BTBD17B; MAC-2-BP; TANGO10B; LGALS3BP
종	인간
유전자ID (인간)	3959
유전자ID	3959
면역원	재조합 단백질 인간 LGALS3BP (NP_005558.1)의 아미노산 306-585에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q08380
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스 팩