


Anti-Lgalsl Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q3Zcw2

품목 번호: CM0024314



소개

인간 갈렉틴 관련 단백질(LGALS1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와의 교차 반응성을 보입니다. 비-탄수화물 결합 렉틴 및 갈렉틴 패밀리 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LGALS1 Rabbit pAb
비고/별칭	GRP; HSPC159; LGALS1
종	인간
GeneID (Human)	29094
GeneID	29094
면역원	인간 LGALS1 (NP_054900.2)의 아미노산 1-172에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q3ZCW2
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백