

항-Lgi1 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - O95970

품목 번호: CM0026345



소개

LGI1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 간질 및 시냅스 기능 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	LGI1 토끼 pAb
비고/별칭	EPT; ETL1; ADLTE; ADPAEF; ADPEAF; IB1099; EPITEMPIN; LGI1
종	인간
유전자 ID (인간)	9211
면역원	인간 LGI1 (NP_005088.1)의 아미노산 301-557에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95970
단백질 분자량	64kDa
배송 방식	아이스 팩