

Wb 및 Elisa용 Anti-Lgi1 토끼 단일클론 항체 - O959970

품목 번호: CM0003521



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 Anti-LGI1 토끼 단일클론 항체로, 인간 LGI1(O959970)을 타겟으로 하며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 가집니다. 시냅스 전달 및 간질 메커니즘에 관한 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LGI1 Rabbit mAb
비고/별칭	EPT; ETL1; ADLTE; ADPAEF; ADPEAF; IB1099; EPITEMPIN; LGI1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9211
GeneID	9211
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 (인간 LGI1(O959970)의 아미노산 150-250 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O959970
단백질 분자량(Protein Weight)	64kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)