

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Lgr4 토끼 다클론 항체 - Q9Bxb1

품목 번호: CM0014533



소개

WB, IF-P, ELISA에 대해 검증된 LGR4 토끼 다클론 항체입니다. 장기 발달, 줄기세포 유지 및 골 재형성에 중요한 Wnt 신호 수용체인 인간, 마우스, 랫드 LGR4와 반응합니다. IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LGR4 토끼 pAb
비고/별칭	DPSL; GPR48; BNMD17; LGR4
종	인간
유전자 ID (인간)	55366
유전자 ID	55366
면역원	인간 LGR4(NP_060960.2)의 아미노산 320-540에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BXB1
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스팩