


Wb, Fc, Elisa용 Anti-Lgr5 다클론 항체 - O75473

품목 번호: CM0021326



소개

인간 LGR5(GPR49, 줄기세포 마커)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, FC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 장 및 모낭 줄기세포 연구에 적합하며, 아이스 포장으로 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	LGR5 토끼 pAb
비고/별칭	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5
종	인간
GeneID (인간)	8549
GeneID	8549
면역원	인간 LGR5(NP_003658.1)의 아미노산 480-580 영역에 해당하는 합성 펩타이드
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75473
단백질 분자량	99998 Da
배송	아이스팩