

Wb 및 Elisa용 Anti-Lgr5/Gpr49 단일클론항체 - O75473

품목 번호: CM0002556

소개

인간 LGR5/GPR49를 표적으로 하는 토끼
단일클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며,
마우스 및 래트와 교차반응합니다. 줄기세포 및 암 연구에
적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LGR5/GPR49 토끼 mAb
비고/별칭	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5/GPR49
종	인간
유전자 ID (인간)	8549
유전자 ID	8549
면역원	합성 펩타이드 인간 LGR5/GPR49 (O75473)의 아미노산 800-907 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O75473
단백질 분자량	100kDa
배송	아이스백