


Anti-Lgr5/Gpr49 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O75473

품목 번호: CM0016023



소개

인간 LGR5/GPR49를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 줄기 세포 및 Wnt 경로 연구에 사용됩니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	LGR5/GPR49 Rabbit pAb
비고/별칭	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5/GPR49
종	인간
GeneID (Human)	8549
GeneID	8549
면역원	인간 LGR5/GPR49 (NP_003658.1)의 아미노산 824-907 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O75473
단백질 분자량	100kDa
배송	아이스백