

Wb 및 Elisa용 Anti-Lgr6 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Hbx8

품목 번호: CM0029728

소개

인간 LGR6에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 LGR6와 반응합니다. 줄기세포 및 Wnt 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LGR6 Rabbit pAb
비고/별칭	GPCR; VTS20631; LGR6
종	인간
GeneID	59352
면역원	인간 LGR6 (NP_001017403.1)의 아미노산 350-510에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HBX8
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스백