

If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Lhb 토끼 단일클론 항체 - P01229

품목 번호: CM0009430

소개

인간 황체형성호르몬 베타 소단위체(LHB)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 면역형광, 면역조직화학 및 ELISA에 적합합니다. 생식내분비학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LHB 토끼 mAb
비고/별칭	CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta
종	인간
GeneID (Human)	3972
GeneID	3972
면역원	인간 LHB의 아미노산 21-141에 해당하는 재조합 단백질(NP_000885.1)
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01229
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스팩