

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Lh(Cga/Lhb) 단일클론 항체 - P01215 / P01229

품목 번호: CM0006671



소개

CamelBio는 WB, IHC-P 및 ELISA에 적합한 인간 LH(CGA/LHB)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체를 제공합니다. 생식 호르몬 검사를 개발하는 IVD 연구자를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LH(CGA/LHB) Rabbit mAb
비고/별칭	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHAI; CG-ALPHA; LH(CGA/LHB)
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1081/3972
GeneID	1081/3972
면역원(Immunogen)	인간 CGA 및 LHB의 아미노산 25-116을 포함하는 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P01215/P01229
단백질 분자량(Protein Weight)	13KDa/15KDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)