

Wb, If-P, Elisa용 항-Lhcgr 다클론 항체 - P22888

품목 번호: CM0020050



소개

마우스와 교차 반응성을 가진 WB, IF-P, ELISA용 LHCGR 토끼 다클론 항체(pAb). 생식 생물학 및 갑상선 기능 연구에서 루트로핀-용모성 성선 자극 호르몬 수용체(lutropin-choriogonadotropic hormone receptor) 연구에 이상적입니다. SWISS: P22888.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LHCGR 토끼 다클론 항체(pAb)
비고/별칭	LHCGR; HHG; LCGR; LGR2; LH/CG-R; LH/CGR; LHR; LHRHR; LSH-R; ULG5; 루트로핀-용모성 성선 자극 호르몬 수용체
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	3973
유전자 ID	3973
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P22888
단백질 무게	71kDa/78kDa
배송	아이스팩