

Wb, If-P, Elisa용 항-Lhcgr 토끼 다클론 항체 - P22888

품목 번호: CM0026186



소개

Western blot, 면역형광염색 및 ELISA 검증을 거친 LHCGR 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐(Rat)의 LHCGR과 반응하며, 고나도트로핀(gonadotropin) 신호 전달 및 생식 내분비학 연구에 이상적입니다. 재조합 면역원을 사용하였습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LHCGR 토끼 pAb
비고/별칭	HHG; LHR; LCGR; LGR2; ULG5; LHRHR; LSH-R; LH/CGR; LH/CG-R; LHCGR
종	인간
GeneID (인간)	3973
GeneID	3973
면역원	인간 LHCGR의 아미노산 200-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_000224.2).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(Rat)
SWISS	P22888
단백질 무게	79kDa
배송	아이스팩