


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Lhpp 폴리클로널 항체 - Q9H008

품목 번호: CM0014557



소개

사람 LHPP를 타겟으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. LHPP는 대사에 관여하는 포스포히스티딘/포스포리신 포스파타제입니다. 암 및 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LHPP Rabbit pAb
비고/별칭	HDHD2B; LHPP
종(Species)	사람(Human)
GeneID	64077
면역원(Immunogen)	사람 LHPP (NP_071409.3)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9H008
단백질 분자량(Protein Weight)	29kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)