

Wb 및 Elisa용 Anti-Lhx1 폴리클로널 항체 - P48742

품목 번호: CM0022374

소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 적합한 Anti-LHX1 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간 LHX1을 인식하며 마우스 및 쥐와 교차 반응을 나합니다. 전사 조절 및 증배업 발생 연구에 유용합니다. UniProt P48742.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LHX1 Rabbit pAb
비고/별칭	LIM1; LIM-1; LHX1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	3975
GeneID	3975
면역원(Immunogen)	인간 LHX1 (NP_005559.2)의 아미노산 300부터 C-말단(C-terminus)까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse, Rat
SWISS	P48742
단백질 분자량	45kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)