

Wb, Elisa용 Anti-Lhx1 폴리클로널 항체 - P48742

품목 번호: CM0021512

소개

인간 LHX1 (LIM1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플과 반응합니다. 발생生物学 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LHX1 Rabbit pAb
비고/별칭	LIM1; LIM-1; LHX1
종	Human
GeneID (Human)	3975
GeneID	3975
면역원	인간 LHX1 (NP_005559.2)의 아미노산 120-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P48742
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩