

Wb, Elisa용 항-Lhx3 단클론 항체 - Q9Ubr4

품목 번호: CM0003493

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 토끼 항-LHX3 단클론 항체. 뇌하수체 및 신경 발달의 핵심 전사 인자인 인간, 마우스, 쥐 LHX3를 검출합니다. 분자량 43kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LHX3 토끼 mAb
비고/별칭	LIM3; CPHD3; M2-LHX3; LHX3
종	인간
유전자ID (인간)	8022
유전자ID	8022
면역원	합성 펩타이드 인간 LHX3 (Q9UBR4)의 아미노산 250-350 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9UBR4
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스 팩