

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Lhx4 다클론 항체 - Q969G2

품목 번호: CM0029512



소개

LHX4 토끼 pAb는 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 다클론 항체입니다. 이 항체는 폐 발달에 관여하는 전사 인자인 LIM/호메오박스 단백질 Lhx4를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LHX4 토끼 pAb
비고/별칭	CPHD4; LHX4
종	인간
유전자 ID (인간)	89884
유전자 ID	89884
면역원	인간 LHX4 (NP_203129.1)의 아미노산 121-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q969G2
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스 팩